

Bezpieczeństwo i komfort pacjenta

W ramach świadczenia NFZ 89.502 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń (typu Holter) - Holter EKG, zamiast standardowego holtera można wypożyczyć pacjentowi event holter firmy Pro-PLUS.

Wszystkim publicznym i prywatnym przychodniom, które oferują usługę porad kardiologicznych polecamy nowe rozwiązanie dostępne w świadczeniu NFZ:

- możliwość wypożyczenia pacjentowi urządzenia typu event holter zamiast standardowego holtera EKG, bezpośrednio z siedziby Pro-PLUS, bez potrzeby posiadania urządzeń w przychodni

Jeśli pacjent ma rzadkie zaburzenia kardiologiczne lub czas oczekiwania na wypożyczenie standardowego holtera jest za długi zaproponuj pacjentowi wypożyczenie event holtera produkcji Pro-PLUS.

Jak zamówić teleEKG EHO-MINI?

- Ustal zapotrzebowanie na urządzenie ze swoim pacjentem
- Prześlij zamówienie na aparat EKG do Pro-PLUS
- Pacjent w ciągu kilku dni otrzyma urządzenie wraz z kompletem elektrod, instrukcją oraz wsparciem telefonicznym w razie potrzeby
- Wyniki monitoringu EKG pacjenta będą przekazywane na bieżąco z urządzenia na platformę telemedyczną udostępnioną przychodni
- Po zakończeniu monitorowania urządzenie zostanie przekazane kurierem do Pro-PLUS



Cennik usługi wypożyczenia EHO-MINI Event Holter:

7 dni	➤	130 zł
14 dni	➤	170zł
28 dni	➤	260 zł

*podane ceny są cenami netto

Cena zawiera:

- wypożyczenie urządzenia z ładowarką
- koszt kuriera w obie strony
- jednorazowe elektrody
- instrukcję obsługi

Aparat **EHO-MINI Event Holter** jest wysokiej klasy wyrobem medycznym przeznaczonym do rejestracji i transmisji bezprzewodowej zapisu EKG z 2 lub 3 kanałów.

Według wyników badania **TELEMARC 2014**, dzięki wykorzystaniu event holtera zdiagnozowano 65% pacjentów z zaburzeniami rytmu serca wobec 39% pacjentów zdiagnozowanych metodą klasyczną.

Urządzenie umożliwia synchroniczny zapis:

- z 2 odprowadzeń przedsercowych (spośród V1-V6) lub 6 odprowadzeń kończynowych - dla aparatów 2 kanałowych,
- z 3 odprowadzeń przedsercowych (spośród V1-V6) lub 6 odprowadzeń kończynowych i jednego odprowadzenia przedsercowego - dla aparatów 3 kanałowych.

Rejestracja EKG odbywa się w trybie ręcznym, uruchamianym przez pacjenta (event holter) lub automatycznym (auto holter).

Główne różnice w stosunku do istniejących urządzeń:

- Możliwość zdalnej konfiguracji aparatu, w tym odprowadzeń oraz długości zapisu EKG w przedziale od 5 s do 300 s, długości bufora wstecznego (dla trybu event holter) w przedziale od 5 do 300 s, definiowanie interwałów pomiędzy zapisami EKG (dla trybu auto holter) w przedziale 60 s - 1440 s.
- Możliwość zaprogramowania progów saturacji i tętna wyzwalających automatyczny zapis EKG w trybie event holter.
- Automatyczna transmisja wyników badań na Platformę Telemedyczną w czasie prawie-rzeczywistym (dzięki modułowi GSM).
- Możliwość zlecenia opisu badania EKG Centrum Opisowemu.
 - Uniezależnienie wykonywania badania od miejsca przebywania pacjenta.
 - Możliwość wypożyczenia pacjentowi urządzenia na długi czas, potrzebny do skutecznej diagnostyki.
 - Anonimizacja danych wysyłanych z urządzenia (urządzenie nie przesyła i nie przechowuje danych osobowych pacjenta).
 - Bezpieczna i niezawodna transmisja danych - kasowanie zapisów w urządzeniu dopiero po potwierdzeniu dostarczenia ich na serwer.



Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu

proplus 
Rozwiązania dla **TELEMEDYCYN**

Pro-PLUS SA
ul. Śnieżna 3
03-750 Warszawa

Jacek Kopec
Dyrektor ds. Sprzedaży
jkopec@pro-plus.pl
+48 725 724 919